



# SEIFENCRÈME ROSÉ

## Verkaufseinheiten:

| Art. Nr. | VKE/Inhalt                                                                                            |  |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2117580  | Seifencrème rosé SMA 91-1<br>1 Karton à 12 x 500 ml<br><br>geeignet für CWS 500ml-Spender             |  |
| 2117581  | Seifencrème rosé SMA 91-2<br>1 Karton à 6 x 950 ml<br><br>geeignet für CWS 950ml-Spender              |  |
| 2117582  | Seifencrème rosé SMA 91-3<br>1 Karton à 12 x 500 ml<br><br>geeignet für Ingoman<br>500ml-Euro-Spender |  |
| 2117583  | Seifencrème rosé SMA 91-4<br>1 Karton à 6 x 1 Ltr<br><br>geeignet für Ingoman<br>1000 ml-Euro-Spender |  |
| 2117584  | Seifencrème rosé SMA 91-5<br>1 Karton à 8 x 750 ml<br><br>geeignet für Aquara<br>750 ml-Spender       |  |
| 2117586  | Seifencrème rosé SMA 91-7<br>1 Karton à 6 x 1 Ltr<br><br>geeignet für Tork/Ecolab<br>1000 ml-Spender  |  |
| 2117587  | Seifencrème rosé SMA 91-8<br>1 Kanister à 5 Ltr<br><br>geeignet für alle offenen<br>Spendersysteme    |  |
| 2117588  | Seifencrème rosé SMA 91-10<br>1 Kanister à 10 Ltr<br><br>geeignet für alle offenen<br>Spendersysteme  |  |

## Produktdatenblatt



### Einsatzbereich:

- für den Einsatz in Waschräumen jeder Art, z. B. in Gastronomie und Hotellerie, Bahnhöfen, Schulen etc. geeignet

### Produkteigenschaften:

- milde, hochwertige Waschlotion mit ausgezeichneter Waschkraft zur schonenden Handreinigung
- dem natürlichen pH-Wert der Haut angepasst
- alkali- und silikonfrei
- Hautverträglichkeit dermatologisch bestätigt
- angenehm dezente Duftnote

### Haltbarkeit:

- Mindestens haltbar bis: siehe Aufdruck auf dem Produkt.

### Inhaltsstoffe (INCI):

Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Soyamide DEA, Glycerin, Parfum, Glycol Distearate, Coco-Glucoside, Glyceryl Oleate, Citric Acid, Laureth-4, Cocamidopropyl Betaine, Magnesium Nitrate, Methylchloroisothiazolinone, CI 16185, Methylisothiazolinone, Tocopherol, Hydrogenated Palm Glycerides Citrate, Lecithin, Ascorbyl Palmitate

### Wichtige Hinweise:

**Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt.**

Weitere Hinweise bitte dem Sicherheitsdatenblatt sowie Produktetikett entnehmen.

**Lagerung:** Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen!

**Entsorgung:** Restentleerte Gebinde dem dualen System zuführen.

### Tipp:

CLEAN and CLEVER Seifencrèmes, die für offene Spendersysteme geeignet sind, können auch in unseren CLEAN and CLEVER Seifenspendern eingesetzt werden.

| Art. Nr. | Produktbezeichnung                                                 | Inhalt                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 2090912  | CLEAN and CLEVER Seifenspender ECO 400<br>Fassungsvermögen: 1 Ltr  | 1 Stück (Krt à 30 Stk) |
| 2090913  | CLEAN and CLEVER Seifenspender ECO 401<br>Fassungsvermögen: 500 ml | 1 Stück (Krt à 24 Stk) |
| 2090918  | CLEAN and CLEVER Seifenspender ECO 402<br>Fassungsvermögen: 1 Ltr  | 1 Stück (Krt à 18 Stk) |